

Cell Control Array Bacteria plus Fungi

Cat. No.: MB-CC BAC

Gebrauchsanweisung

Zweckbestimmung

Der Block Cell Control Array Bacteria plus Fungi dient zur generellen Methodenkontrolle (ja/nein) der Färbeergebnisse von Sonderfärbungen an verschiedenen Erregern. Er ist ebenfalls geeignet für bestimmte immunchemische und molekularbiologische Färbungen.

Für Forschungszwecke.

Zusammenfassung und Erklärung

Drei Stenzen von Erregern, eine Pilzstanze sowie zur Orientierung zwei zusätzliche Stenzen Herzmuskelgewebe wurden in den Block eingebracht. Eine Färbung an diesen Stenzen ermöglicht eine generelle Methodenkontrolle für die enthaltenen Erreger bzw. Pilze. Die Stenzen wurden mit dem umgebenden Paraffin homogen verschmolzen.

Mycobacterium kansasii dient als Positivkontrolle für den Nachweis von Mykobakterien (z.B. Ziehl-Neelsen, Auramin). Gram-positive sowie Gram-negative Bakterien (*Staphylokokkus aureus* und *Escherichia coli*) ermöglichen eine Methodenkontrolle für eine Gram- oder Giemsa-Färbung. Fadenpilze (*Aspergillus fumigatus*) dienen als Positivkontrolle für einen Pilznachweis (z.B. PAS, Grotkott).

Antikörper gegen *Mycobacterium tuberculosis* reagieren in der Immunhistologie schwach positiv an der Stanze mit Mykobakterien. Der Array eignet sich ebenfalls zur Isolierung der DNA von *Mycobacterium kansasii*, die dann z.B. in einer PCR zum Mykobakterien-Nachweis als Positivkontrolle eingesetzt werden kann.

Die Erreger wurden 12 bis 18 Stunden in gepuffertem Formalin fixiert und in Paraffin eingebettet. Zur leichteren Erkennung beim Anschneiden und Aufziehen wurde das Paraffin des Blockes rosa eingefärbt. Die eingebrachten Stenzen mit Herzmuskelgewebe dienen dem gleichen Zweck sowie ebenfalls der Orientierung im Schnitt. Die kleine Schnittfläche ermöglicht ein gleichzeitiges Aufziehen von zu untersuchendem Gewebe und dem Cell Control Array Bacteria plus Fungi. Diese "on-slide-control-array-Färbung" dokumentiert auch noch nach Jahren die Färbeleistung auf dem archivierten Schnitt.

Geliefertes Produkt

REF / Cat. No. MB-CC BAC

1 Block **Cell Control Array Bacteria plus Fungi**

Lagerung und Handhabung

Der Block sollte trocken und bei Raumtemperatur gelagert werden.

Der Block ist ohne weitere Hilfsmittel schneidbar, sollte aber vorsichtig in das Mikrotom eingespannt werden, da er sonst reißen kann. Es ist darauf zu achten, dass der Block nicht tiefer als -15°C gekühlt wird, da er sonst ebenfalls reißen kann.

Die Schnitte (3-5 µm) sollten auf adhäsive Objektträger aufgezogen und bei 37°C über Nacht oder 2 Stunden bei 65°C getrocknet werden. Schnitte für *in situ*-Hybridisierungen sollten 5 bis 7 µm dick sein. Bei fachtechnisch regelgerechtem Anschnitt können mindestens 100 Schnitte angefertigt werden, erfahrungsgemäß 130 bis 170 Schnitte. Dies hängt von der Handhabung des Blockes, insbesondere von der Häufigkeit des Anschnitts und der Schnittdicke ab. Da sich nicht unter allen Umständen vermeiden läßt, dass sich einzelne Mikroorganismen aus dem Cell Control Array herauslösen, sollte das Schneiden und Aufziehen der Kontrolle getrennt von der Probe erfolgen bzw. Mikrotom und Wasserbad nach dem Schneiden des Kontrollblocks sorgfältig gereinigt werden. Die Schnitte sollten erst kurz vor der Anwendung hergestellt werden, um unnötiges Altern der Schnitte zu vermeiden. Geschnittene Kontrollen sollten nicht älter als 6 Wochen sein.

Aus produktionstechnischen Gründen befindet sich eine dünne Paraffinschicht oberhalb der Stenzen. Der Block ist gebrauchsfertig sobald die Paraffinschicht weggeschnitten ist und alle Stenzen frei zugänglich sind. Die Tiefe der Stenzen beträgt mindestens 2 mm; sie kann von Array zu Array leicht differieren.

Zusätzlich zu den Stenzen ist Herzmuskelgewebe in den Array eingebracht, um beim Aufziehen und Mikroskopieren eine rasche und einfache Lokalisierung der aufgezogenen Schnitte auf den Objektträgern zu gewährleisten.


Vorsichtsmaßnahmen

Anwendung durch geschultes Fachpersonal.

Aufgrund der Fixierung der enthaltenen Bakterien und Pilze sind die Erreger im Allgemeinen nicht mehr infektiös. Der Block sollte dennoch wie jedes potenziell infektiöse, formalinfixierte und paraffineingebettete Humanmaterial behandelt werden. Geeignete Schutzkleidung ist zu tragen. Ein Sicherheitsdatenblatt für das Fachpersonal ist auf Anfrage erhältlich.

Auswertung

Die Orientierung der verschiedenen Erregertypen im Cell Control Array Bacteria plus Fungi ist in der Abbildung verdeutlicht.



Fehlersuche

Sollte eine ungewöhnliche Färbung auftreten, so lesen Sie bitte die Packungsbeilage auf eventuelle Hinweise oder kontaktieren Sie den Hersteller.

Grenzen der Methode

Zahlreiche Faktoren können die Färbeergebnisse beeinflussen. Dabei spielen die Qualität der verwendeten Reagenzien, die Dauer der Lagerung der Schnitte, die Schnittstärke sowie die Temperatur beim Trocknen der Schnitte eine entscheidende Rolle.

Zytomed Systems garantiert, dass das Produkt bei korrekter Lagerung und Handhabung bis zum Ablauf des Haltbarkeitsdatums allen beschriebenen Anforderungen entspricht. Darüber hinaus gehende Garantien können nicht gegeben werden.

Leistungsdaten

Zytomed Systems hat Studien hinsichtlich der Leistung des Produktes durchgeführt. Das Produkt wurde als geeignet für den vorgesehenen Verwendungszweck beurteilt.

Literatur

Lee G. Luna "Histopathologic Methods and Color Atlas of Special Stains and Tissue Artifacts", Amer Histolabs Pub Dept; 1st edition 1993
 Freida L. Carson "Histotechnology: A Self-Instructional Text", American Society for Clinical Pathology; 3rd edition 2009
 M. Mulisch, U. Welsch (Hrsg.) „Romeis – Mikroskopische Technik“, 18. Auflage, Springer Verlag 2010

22. Januar 2020

Ref: B0120

DOC: DB_MB-CC BAC

Erläuterung der auf dem Produktetikett verwendeten Symbole:

	Bestellnummer Catalog Number Reference du catalogue		Verwendbar bis Use By Utiliser jusque			Gebrauchsanweisung beachten Consult Instructions for use Consulter les instructions d'utilisation
	Chargenbezeichnung Batch Code Code du lot		Lagerungstemperatur Temperature Limitation Limites de température			Nur für Forschungszwecke For Research Use Only Pour la recherche uniquement
	In vitro Diagnostikum In Vitro Diagnostic Medical Device Dispositif médical de diagnostic in vitro		Achtung/Gefahr Warning/Danger Attention/Danger			Hersteller / Manufacturer / Fabricant Zytomed Systems GmbH Anhaltinerstraße 16 14163 Berlin, Germany Tel: (+49) 30-804 984 990 www.zytomed-systems.de
	Achtung/Gefahr Warning/Danger Attention/Danger		Achtung Warning Attention			