

In-situ-Hybridisierung

Hämatologie_ALL_CLL



ZYTO MED
SYSTEMS


ZytoLight® FISH-Sonden zur Detektion rekurrenter genomischer Aberrationen bei akuten und chronischen lymphatischen Leukämien

► Ihre Vorteile auf einen Blick


- Alle Sonden CE/IVD-klassifiziert
- Ständige Weiterentwicklung des Sonden-Portfolios
- Exzellente Qualität der ZytoLight®- und FlexISH®-Sonden durch mehr als 1.500 Publikationen belegt
- Kompetente, schnelle Unterstützung durch wissenschaftlichen Außendienst, Produktmanagement und das erfahrene Berliner Labor

► Produktinformationen


Bezeichnung	Markierung	CE/IVD	Menge	Bestell-Nr.
ZytoLight® SPEC 4p11/CEN 10/17 Triple Color Probe	Orange/Grün/Blau	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2307-50
ZytoLight® SPEC ABL1 Dual Color Break Apart Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2199-50
ZytoLight® SPEC ABL2 Dual Color Break Apart Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2200-50
ZytoLight® SPEC ATM/CEN 11 Dual Color Probe	Orange/Grün	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2297-50
ZytoLight® SPEC ATM/CEN 12 Dual Color Probe	Orange/Grün	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2296-50
ZytoLight® SPEC BCL2 Dual Color Break Apart Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2192-50
			200 µl (20 Tests)	Z-2192-200
ZytoLight® SPEC BCR/ABL1 Dual Color Dual Fusion Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2111-50
			200 µl (20 Tests)	Z-2111-200
ZytoLight® SPEC CCND1 Dual Color Break Apart Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2108-50
			200 µl (20 Tests)	Z-2108-200
ZytoLight® SPEC CCND1/CEN 11 Dual Color Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2071-50
			200 µl (20 Tests)	Z-2071-200
ZytoLight® SPEC CDKN2A/CEN 9 Dual Color Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2063-50
			200 µl (20 Tests)	Z-2063-200
ZytoLight® SPEC CRLF2 Dual Colour Break Apart Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2201-50
ZytoLight® SPEC CSF1R Dual Colour Break Apart Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2202-50



ZytoLight® D13S319/13q34/CEN 12
Triple Color Sonde: D13S319-Deletion



ZytoLight® TP53/ATM
Dual Color Sonde: ATM-Deletion



ZytoLight® RB1/13q12
Dual Color Sonde: RB1-Deletion

In-situ-Hybridisierung

Hämatologie_ALL_CLL



Bezeichnung	Markierung	CE/IVD	Menge	Bestell-Nr.
ZytoLight® SPEC D13S319/13q34 Dual Color Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2280-50
ZytoLight® SPEC D13S319/13q34/CEN 12 Triple Color Probe	Orange/Blau/Grün	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2160-50
			200 µl (20 Tests)	Z-2160-200
ZytoLight® SPEC EGR1/D5S23,D5S721 Dual Color Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2211-50
ZytoLight® SPEC ETV6 Dual Color Break Apart Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2176-50
			200 µl (20 Tests)	Z-2176-200
ZytoLight® SPEC ETV6/RUNX1 Dual Color FusionProbe	Orange/Grün	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2157-50
			200 µl (20 Tests)	Z-2157-200
ZytoLight® SPEC IKZF1/CEN 7 Dual Color Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2304-50
ZytoLight® SPEC JAK2 Dual Color Break Apart Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2294-50
ZytoLight® SPEC KMT2A Dual Color Break Apart Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2193-50
			200 µl (20 Tests)	Z-2193-200
ZytoLight® SPEC MYB Dual Color Break Apart Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2143-50
			200 µl (20 Tests)	Z-2143-200
ZytoLight® SPEC MYB/CEN 6 Dual Color Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2281-50
ZytoLight® SPEC MYC/CEN 8 Dual Color Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2092-50
			200 µl (20 Tests)	Z-2092-200
ZytoLight® SPEC NTRK3 Dual Color Break Apart Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2206-50
			200 µl (20 Tests)	Z-2206-200
ZytoLight® SPEC NUP214 Dual Color Break Apart Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2265-50
ZytoLight® SPEC NUP98 Dual Color Break Apart Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2266-50
ZytoLight® SPEC PAX5 Dual Color Break Apart Probe	Grün/Orange/Blau	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2300-50
ZytoLight® SPEC PDGFRA/FIP1L1 TriCheck Probe	Grün/Orange/Blau	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2209-50
ZytoLight® SPEC RB1/13q34 Dual Color Probe	Orange/Grün	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2324-50
			200 µl (20 Tests)	Z-2324-200
ZytoLight® SPEC RREB1/MYB/CEN 6 Triple Color Probe	Grün/Orange/Blau	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2152-50
			200 µl (20 Tests)	Z-2152-200
ZytoLight® SPEC SPI1 Dual Color Break Apart Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2291-50
ZytoLight® SPEC TCF3/PBX1 Dual Color Dual Fusion Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2308-50
ZytoLight® SPEC TP53/17q22 Dual Color Probe	Orange/Grün	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2198-50
ZytoLight® SPEC TP53/ATM Dual Color Probe	Orange/Grün	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2159-50
			200 µl (20 Tests)	Z-2159-200
ZytoLight® SPEC TP53/CEN 17 Dual Color Probe	Orange/Grün	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2153-50
			200 µl (20 Tests)	Z-2153-200
ZytoLight® SPEC ZNF384 Dual Color Break Apart Probe	Grün/Orange	✓	50 µl (5 Tests)	Z-2275-50

Sämtliche Preise zu unseren Produkten finden Sie auf www.zyto-med-systems.de

ZytoLight® ist eine eingetragene Marke unserer Schwesterfirma ZytoVision GmbH, Bremerhaven. Alle Abbildungen © ZytoVision GmbH.